

检验项目申请							
项目名称	价格 (元)	检测方法	检测 频率	送检要求	标本 采集要求	报告时间	备注
临检专业组 (电话 87115615, 短号 20302)							
凝血 6 项(PT、APTT、TT、FIB、FDP、DD)	143						
血浆凝血酶原时间测定 [PT]	15	凝固法	周一至周 日	2小时内送检	蓝管/3ml	180分钟取报告	
国际标准化比值[INR]	/	/					
凝血酶原活动度[PTA]	/	/					
活化部分凝血活酶时间测 定[APTT]	15	凝固法					
凝血酶时间测定[TT]	12	凝固法					
血浆纤维蛋白原测定	15	凝固法					

[FIB-C]							
纤维蛋白(原)降解产物 [FDP]	30	免疫比浊法					
D-二聚体[DDHS]	56	免疫比浊法					
凝血 5 项(PT、APTT、 TT、FIB、FDP)	87						
血浆凝血酶原时间测定 [PT]	15	凝固法	周一至周 日	2小时内送检	蓝管/3ml	180分钟取报告	
国际标准化比值[INR]	/	/					
凝血酶原活动度[PTA]	/	/					
活化部分凝血活酶时间测 定[APTT]	15	凝固法					
凝血酶时间测定[TT]	12	凝固法					
血浆纤维蛋白原测定 [FIB-C]	15	凝固法					

纤维蛋白(原)降解产物 [FDP]	30	免疫比浊法					
凝血 4 项(PT、APTT、 TT、FIB)	57						
血浆凝血酶原时间测定 [PT]	15	凝固法	周一至周 日	2小时内送检	蓝管/3ml	180分钟取报告	
国际标准化比值[INR]	/	/					
凝血酶原活动度[PTA]	/	/					
活化部分凝血活酶时间测 定[APTT]	15	凝固法					
凝血酶时间测定[TT]	12	凝固法					
血浆纤维蛋白原测定 [FIB-C]	15	凝固法					
凝血单项							
血浆凝血酶原时间测定	15	凝固法	周一至周	2小时内送检	蓝管/3ml	180分钟取报告	

[PT]			日				
活化部分凝血活酶时间测定[APTT]	15	凝固法					
凝血酶时间测定[TT]	12	凝固法					
血浆纤维蛋白原测定[FIB-C]	15	凝固法					
纤维蛋白(原)降解产物[FDP]	30	免疫比浊法					
D-二聚体[DDHS]	56	免疫比浊法					
血栓四项							
PIC:纤溶酶- α 2 抗纤溶酶抑制剂复合物	95	化学发光法	周一至周日	2小时内送检	蓝管/3ml	12:00 前接收标本 16:00 取报告; 12:00 后接收标本次日 16: 00 取报告	
t-PAIC:组织纤溶酶原激活物-纤溶酶激活物抑制剂-1 复合物	95						

TM:血栓调节蛋白	89						
TAT:凝血酶-抗凝血酶 III 复合物	93						
血常规	18	仪器法	周一至周日	2小时内送检	紫管/2ml	30分钟取报告, 如需镜检 60分钟	
网织红细胞计数	20	流式细胞计数		2小时内送检			
超敏 C 反应蛋白	30	免疫比浊法		2小时内送检		30分钟取报告	
红细胞沉降率测定[ESR]	7	仪器法		2小时内送检		9:00 前采血, 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 16:30 后采血。次日 11:30 取报告。	
外周血细胞形态分析	50	镜检法	周一至周五	2小时内送检		一个工作日	
血液疟原虫检查	2.5	镜检法	周一至周日	1小时内送检 1h内推片		一个工作日	

				(薄血片+厚血片)		
肺炎支原体抗体 IgM	45	胶体金法	2小时内送检		40分钟取报告	
(咽拭子) 流感病毒抗原检测组套	85	荧光免疫法		咽拭子	60分钟	
(鼻拭子) 流感病毒抗原检测组套	85	荧光免疫法		鼻拭子	60分钟	
呼吸道五项病原体抗体快速检测	150	胶体金法		紫管/2ml	120分钟	
铁蛋白测定 (末梢血)	55	荧光免疫层析法		紫管	120分钟	
尿常规化学检测	4.5	仪器法		一次性尿管/10ml	30分钟取报告	
尿沉渣定量	20	流式细胞计数		周一至周日	一次性尿管/10ml	60分钟取报告

尿红细胞位相	8	镜检法	周一至周日	一次性尿管/10ml	60分钟取报告		
粪便常规	5	镜检法		1小时内送检	一次性粪便盒	30分钟取报告	
粪便隐血试验[OB]	12	胶体金法			一次性粪便盒	30分钟取报告	
隐血试验[其他体液]	12	胶体金法			一次性粪便盒	30分钟取报告	
粪便常规(仪器法)(病房专用)	10	仪器法			专用粪便盒	60分钟取报告	
轮状病毒	45	胶体金法			一次性粪便盒	30分钟取报告	
粪寄生虫镜检	2	镜检法			一次性粪便盒	一次性粪便盒	
阴道分泌物检查	7	镜检法			一次性试	30分钟取报告	

					管		
白带常规+BV 四项	43	镜检法+干 化学酶法			一次性试 管	40 分钟取报告	
妇科三联	80	乳胶层析法			一次性试 管	40 分钟取报告	
精子质量和功能分析	100	仪器法				120 分钟取报告	
精子畸形率	195	镜检法	30 分钟内送 检 (需禁欲时 间 2-7 天)			五个工作日取报告	
精浆锌测定	100	终点法		无菌杯		五个工作日取报告	
精浆单性硬蛋白酶定量测 定	140	速率法				五个工作日取报告	
尿 HCG 试验	7	胶体金法				30 分钟取报告	
尿碘快速测定	25	显色法			一次性尿 管	60 分钟取报告	
尿乳糜定性检查	5	手工法	2 小时内送检			60 分钟取报告	
胸腹水常规检查	10	手工法				120 分钟取报告	
脑脊液常规检查[CSF]	10	手工法			无菌试管	120 分钟取报告	

前列腺液常规检查	5	镜检法			一次性玻片	30分钟取报告	
尿渗透压检查	3	仪器法			一次性尿管	60分钟取报告	
尿液爱迪氏计数	1	镜检法		2小时内送检, 收集3h的尿液尿量	一次性尿管	60分钟取报告	
胎儿纤维连接蛋白	200	11:00前 12:00取报告 16:00前 17:00取报告		2小时内送检	咽拭子	11:00前 12:00取报告 16:00前 17:00取报告	
急诊检验组 (电话 87115565, 短号 20307)							
(急诊) 生化组套 1	150	/		2小时内送检	血清/黄	120min	
钾测定(血清)	4	离子选择电			管		

		极法	24 小时全 天检测			
钠测定(血清)	4	离子选择电 极法				
氯测定(血清)	4	离子选择电 极法				
钙测定(血清)	4	偶氮胂 III 法				
无机磷测定(血清)	4	磷钼酸去				
血清碳酸氢盐(HCO ₃)	4	酶法				
葡萄糖测定(血清)	4	己糖激酶去				
尿素测定(血清)	4	紫外-谷氨酸 脱氢酶去				
尿酸测定(血清)	3	尿酸酶-过氧 化物酶去				
肌酐测定(血清)	4	肌酐酸氧化 酶去				

天门冬氨酸氨基转移酶测定(血清)	5	比色法					
丙氨酸氨基转移酶测定(血清)	5	比色法					
碱性磷酸酶测定(血清)	5	AMP 缓冲液法					
γ -谷氨酰基转移酶测定(血清)	5	比色法					
乳酸脱氢酶测定(血清)	5	比色法					
α 羟基丁酸脱氢酶测定(血清)	10	比色法					
肌酸激酶测定	5	比色法					
血清肌酸激酶 - MB 同工酶活性测定	5	免疫抑制法					
血清总胆红素测定(血清)	4	钒酸盐氧化					

		法				
直接胆红素测定(血清)	4	钒酸盐氧化法				
间接胆红素测定(血清)	/	计算法				
血清总蛋白测定(血清)	4	双缩尿法				
血清白蛋白测定(血清)	4	溴甲酚绿法				
血清球蛋白测定(血清)	/	计算法				
血清总胆固醇测定(血清)	4	胆固醇氧化酶法				
血清甘油三酯测定(血清)	5	氧化酶法				
血清高密度脂蛋白胆固醇测定(血清)	8	比色法				
血清低密度脂蛋白胆固醇测定(血清)	8	比色法				
血清载脂蛋白 α 测定(血清)	25	免疫透射比				

		浊法				
(急诊)肝功能	41	/				
天门冬氨酸氨基转移酶测定(血清)	5	比色法				
丙氨酸氨基转移酶测定(血清)	5	比色法				
碱性磷酸酶测定(血清)	5	比色法				
γ-谷氨酰基转移酶测定(血清)	5	比色法		2小时内送检		
乳酸脱氢酶测定(血清)	5	比色法				
血清总胆红素测定(血清)	4	重氮法				
直接胆红素测定(血清)	4	重氮法				
间接胆红素测定(血清)	/	计算法				
血清总蛋白测定(血清)	4	双缩尿法				
血清白蛋白测定(血清)	4	溴甲酚绿法				

血清球蛋白测定(血清)	/	计算法	24 小时全 天检测	2小时内送检		
(急诊)电解质四项	16	/				
钾测定(血清)	4	离子选择电 极法				
钠测定(血清)	4	离子选择电 极法				
氯测定(血清)	4	离子选择电 极法				
血清碳酸氢盐(HCO ₃)	4	比色法				
(急诊)肾功能	11	/				
尿素测定(血清)	4	比色法				
尿酸测定(血清)	3	比色法				
肌酐测定(血清)	4	比色法				
(急诊)心肌酶谱 4 项 (AST、LDH、CK、	20	/		2小时内送检		

CKMB)						
天门冬氨酸氨基转移酶测定(血清)	5	比色法				
乳酸脱氢酶测定(血清)	5	比色法				
肌酸激酶测定	5	比色法				
血清肌酸激酶 - MB 同工酶活性测定	5	比色法				
(急诊)凝血 3 项 (PT、APTT、TT)	42	/				
血浆凝血酶原时间测定 [PT]	15	凝固法				
国际标准化比值[INR]	/	/	2小时内送检	蓝管/3ml	90min	
凝血酶原活动度[PTA]	/	/				
活化部分凝血活酶时间测定[APTT]	15	凝固法				

凝血酶时间测定[TT]	12	凝固法	24小时全天检测	2小时内送检	蓝管/3ml	90min	
(急诊)凝血 4 项(PT、APTT、TT、FIB)	57	/					
血浆凝血酶原时间测定[PT]	15	凝固法					
国际标准化比值[INR]	/	/					
凝血酶原活动度[PTA]	/	/					
活化部分凝血活酶时间测定[APTT]	15	凝固法					
凝血酶时间测定[TT]	12	凝固法					
血浆纤维蛋白原测定[FIB-C]	15	凝固法					
(急诊)凝血 5 项(PT、APTT、TT、FIB、FDP)	87	/		2小时内送检	蓝管/3ml	90min	
血浆凝血酶原时间测定	15	凝固法					

[PT]			24小时全 天检测			90min	
国际标准化比值[INR]	/	/					
凝血酶原活动度[PTA]	/	/					
活化部分凝血活酶时间测定[APTT]	15	凝固法					
凝血酶时间测定[TT]	12	凝固法					
血浆纤维蛋白原测定 [FIB-C]	15	凝固法					
纤维蛋白(原)降解产物 [FDP]	30	免疫比浊法					
(急诊)凝血 6 项(PT、 APTT、TT、FIB、FDP、 DD)	143	/		2小时内送检	蓝管/3ml		
血浆凝血酶原时间测定 [PT]	15	凝固法					

国际标准化比值[INR]	/	/				
凝血酶原活动度[PTA]	/	/				
活化部分凝血活酶时间测定[APTT]	15	凝固法				
凝血酶时间测定[TT]	12	凝固法				
血浆纤维蛋白原测定[FIB-C]	15	凝固法				
纤维蛋白(原)降解产物[FDP]	30	免疫比浊法				
D-二聚体[DDHS]	56	免疫比浊法				
[组套]尿常规(仅限急诊)	5.5	干化学法	1小时内送检	尿管	30min	
[组套] (咽拭子) 流感病毒抗原检测组套	85	荧光免疫法	2小时内送检	咽拭子	60min	
[组套] (鼻拭子) 流感病毒抗原检测组套	85	荧光免疫法	2小时内送检	鼻拭子	60min	

[组套]呼吸道五项病原体抗体快速检测 (肺炎支原体、肺炎衣原体、呼吸道合胞病毒、腺病毒、柯萨奇病毒 B 组抗体 IgM)	150	胶体金法	2小时内送检	紫管/2ml	120min	
(急诊)超敏 C 反应蛋白测定	30	免疫比浊法	2小时内送检	紫管/2ml	30min	
血常规(急诊)	18	仪器法	2小时内送检	紫管/2ml	30min,如需镜检 60min	
血常规(急诊) (末梢血)	18	仪器法	2小时内送检	紫管/2ml	30min,如需镜检 60min	
尿 HCG 试验(急诊)	7	胶体金法	1小时内送检	尿管	30min	
粪便常规(急诊)	5	手工法	1小时内送检	粪便杯	30min	
(急诊)粪便隐血试验	12	胶体金法	1小时内送检	粪便杯	30min	
乳糖耐受试验(急诊)	35	胶体金法	1小时内送检	尿管	60min	
轮状病毒检测	45	胶体金法	1小时内送检	粪便杯	30min	
血酮体测定(急诊)	38	仪器法	2小时内送检	紫管/2ml	30min	

肺炎支原体抗体IgM测定	80	胶体金法		2小时内送检	紫管/2ml	40min	
隐血试验(其他体液)	12	胶体金法		1小时内送检	粪便杯	30min	
人绒毛膜促性腺激素测定 (急诊)(血清)	40	化学发光法		2小时内送检	血清/黄 管	120min	
血清肌钙蛋白T测定(化学 发光法)(急诊)	70	化学发光法		2小时内送检	血清/黄 管	60min	
(急诊) 降钙素原组套 (IL6、PCT)	120	化学发光法		2小时内送检	血清/黄 管	120min	
白介素-6测定(化学发光 法)(血清)	50	化学发光法		2小时内送检	血清/黄 管	120min	
降钙素原测定(化学发光 法)(血清)	70	化学发光法		2小时内送检	血清/黄 管	120min	
[组套]心肌标志物(急 诊)(Tnl)	200	化学发光法		2小时内送检	紫管/2ml	60min	
肌钙蛋白I测定	80	化学发光法		2小时内送检	紫管/2ml	60min	

肌红蛋白测定	60	化学发光法		2小时内送检	紫管/2ml	60min	
肌酸激酶 - MB 同工酶测定	60	化学发光法		2小时内送检	紫管/2ml	60min	
尿淀粉酶测定	6	比色法		2小时内送检	尿管	120min	
淀粉酶测定 (比色法、速率法) (腹水)	6	比色法		2小时内送检	试管	120min	
(急诊)淀粉酶测定 (比色法、速率法) (血清)	6	连续监测法		2小时内送检	血清/黄管	120min	
(急诊)血浆氨测定(酶促法)	5	比色法		30min 内冰杯保存送检	紫管/2ml	120min	
(急诊)血清胆碱酯酶测定	5	丁酰硫代胆碱法		2小时内送检	血清/黄管	120min	
(急诊)脂肪酶测定	10	比色法		2小时内送检	血清/黄管	120min	
(急诊)B 型钠尿肽 (BNP)	150	化学发光法		2小时内送检	紫管/2ml	60min	

测定 (化学发光法)						
(快)呼吸首病毒核酸三项联合检测(甲流、乙流、新冠)	100	PCR 法	2小时内送检	鼻、口咽拭子	4小时	
[组套]传染病三项(产科急诊专用)	80	金标法	即刻专人送检	血清/黄管	30min	
人免疫缺陷病毒抗体测定 (Anti-HIV)	35	金标法	即刻专人送检	血清/黄管	30min	
乙肝表面抗原测定 (HBsAg)	15	金标法	即刻专人送检	血清/黄管	30min	
梅毒螺旋体特异抗体测定	30	金标法	即刻专人送检	血清/黄管	30min	
[组套]心梗三项 (ICU 专用)	200	荧光免疫法	2小时内送检	紫管/2ml	60min	
肌钙蛋白 I 测定	80	荧光免疫法	2小时内送检	紫管/2ml	60min	

肌红蛋白测定	60	荧光免疫法		2小时内送检	紫管/2ml	60min	
肌酸激酶 - MB 同工酶测定	60	荧光免疫法		2小时内送检	紫管/2ml	60min	
[组套]B 型钠尿肽 (BNP) (ICU 专用)	150	荧光免疫法		2小时内送检	紫管/2ml	60min	
微生物专业组 (电话 87115707, 短号 20310)							
肠首门诊 (粪便培养)	100	仪器法	每日	2小时内送检	无菌杯	五个工作日取报告	
真菌培养及鉴定(穿刺液)	25					七个工作日取报告	
真菌培养及鉴定(导管)	25						
真菌培养及鉴定(分泌物)	25						
真菌培养及鉴定(粪便)	25						
真菌培养及鉴定(腹水)	25						
真菌培养及鉴定(脑脊液)	25						
真菌培养及鉴定(组织)	25						
真菌培养及鉴定(眼分泌)	25						

物)							
真菌培养及鉴定(胸水)	25						
真菌培养及鉴定(痰液)	25						
真菌培养及鉴定(前列腺液)	25						
真菌培养及鉴定(尿液)	25						
细菌培养及鉴定 (穿刺液)	100					五个工作日取报告	
细菌培养及鉴定 (导管)	100						
细菌培养及鉴定 (导尿、穿刺尿)、肾盂尿	100						
细菌培养及鉴定 (耳鼻咽拭子分泌物)	100						
细菌培养及鉴定 (粪便)	100						
细菌培养及鉴定 (腹水)	100						
细菌培养及鉴定 (骨髓)	100						

细菌培养及鉴定 (脑脊液)	100						
细菌培养及鉴定 (脓液及伤口分泌物)	100						
细菌培养及鉴定 (前列腺液)	100						
细菌培养及鉴定 (痰)	100						
细菌培养及鉴定 (心包液)	100						
细菌培养及鉴定 (胸水)	100	仪器法	每日	2小时内送检	无菌杯	五个工作日取报告	
细菌培养及鉴定(眼分泌物)	100						
细菌培养及鉴定 (阴道分泌物)	100						
细菌培养及鉴定 (中段尿)	100						
细菌培养及鉴定(组织)	100						
支原体培养及药敏	70						

中心静脉需氧血培养+药敏	100				需氧血培养瓶	五个工作日取报告	
中心静脉厌氧血培养+药敏	100				厌氧血培养瓶		
需氧血培养+药敏 (左)	100				需氧血培养瓶		
厌氧血培养+药敏 (左)	100				厌氧血培养瓶		
需氧血培养+药敏 (右)	100				需氧血培养瓶		
厌氧血培养+药敏 (右)	100				厌氧血培养瓶		
儿童血培养+药敏	100				儿童血培养瓶		
淋球菌培养	20				无菌杯		

特殊细菌涂片检查(淋球菌)	5	手工法			玻片	120分钟取报告(非体检)			
细菌+真菌涂片检查	15	手工法			无菌杯	15:00前送检 16:00取报告, 15:00后送 检次日 16:00取报告			
结核菌涂片检查	10	手工法							
结核菌涂片检查[体液]	10	手工法	每日	2小时内送检					
真菌压片检查	5	手工法							
新型隐球菌涂片检查	10	手工法						120分钟取报告	
一般细菌涂片检查	10	手工法						15:00前送检 16:00取报告, 15:00后送 检次日 16:00取报告	
隐球菌荚膜抗原检测	115	手工法					黄色管	120分钟取报告	
GM 试验	190	油度法	周一、三、			专用管	周一、三、五 12:00前截样, 周一、三、五		

			五			17:00 取报告	
G 试验	155	浊度法	周一、三、五		专用管		
细菌内毒素测定	80	浊度法	周一、三、五		专用管		
幽门螺杆菌毒力抗体检测	90	金标法	每日		黄色管	2 小时内送检 (非体检)	
免疫专业组 (电话 87115708, 短号 20311)							
HBsAg: 乙型肝炎表面抗原测定	25	发光法					
HBsAb: 乙型肝炎表面抗体测定	25	发光法	周日、一、二、三、四、五	2 小时内送检	血清/黄色管	周日至周五 9:00 前的标本, 11:30 取报告; 9:00-15:00 的标本, 16:30 取报告 (遇节假日顺延) (周六不检测)	
HBeAg: 乙型肝炎 e 抗原测定	25	发光法					
HBeAb: 乙型肝炎 e 抗体测定	20	发光法					

HBcAb: 乙型肝炎核心抗体测定	20	发光法					
HCV: 丙型肝炎抗体测定	95	发光法					
HIV: 人免疫缺陷病毒抗体测定	72	发光法					
TP: 梅毒螺旋体特异抗体测定	35	发光法					
快速血浆反应素试验 (RPR) [半定量]	40	凝集法	周一、二、三、四、五	2小时内送检	血清/黄管	周一至周五 11: 00 开始检测, 16:00 取报告 (节假日顺延)	
梅毒螺旋体抗体明胶颗粒凝集试验[TPPA]	20	凝集法					
过敏原	600	免疫印记法	周一、周三、周五检测	2小时内送检	血清/黄管	周一、三、五 9 点开始检测, 下午 16:00 取报告; 9 点后的标本要到下一个检测日下午 16:00 取报告(遇节假日顺延)	
肺炎支原体 (IgM)	360	免疫荧光法					
肺炎衣原体 (IgM)							
嗜肺军团菌 (IgM)							

腺病毒 (IgM)						
甲型流感病毒 (IgM)						
乙型流感病毒 (IgM)						
副流感病毒 (IgM)						
呼吸道合胞病毒 (IgM)						
抗肝肾微粒体抗体(LKM)测定	302	免疫印迹法	周二、周四	2小时内送检	血清/黄管	每周二、四9点开始检测, 下午 16:00 取报告; 9点后的标本要到下一个检测日下午 16:00 取报告(遇节假日顺延)
抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体(SLA/LP)						
抗肝细胞溶质抗原 I 型抗体测定(LC-1)						
抗线粒体抗体测定(AMA)						
AMA-M2-3E						
抗 GP210 抗体						
抗 Sp100 抗体						

抗 PML 抗体						
抗 Ro52 抗体						
ANA (阴性, 滴度, 核型)	378	免疫印记法		2小时内送检	血清/黄 管	每周二、四9点开始检测, 下午16:00取报告; 9点后的标本要到下一个检测日下午16:00取报告(遇节假日顺延)
抗 ENA 抗体七项 (SS-A,SS-B,Jo-1,Sm,Nr np,ScL-70;抗着丝点抗 体)						
抗双链 DNA 测定(抗 dsDNA)						
PM-scl						
核小体						
核糖体 P 蛋白						
组蛋白						
抗增殖细胞核抗原抗体 (抗 PCNA) 测定						

抗线粒体抗体测定(AMA)						
抗核抗体ANA16项/抗主要核抗原抗体	436	免疫印迹法			血清/黄管	
抗双链DNA抗体						
ANA	90					
cANCA						
pANCA(甲醛抗性、甲醛敏感)						
抗中性粒细胞胞浆抗体测定	315					
抗中性粒细胞蛋白酶3抗体检测						
抗肾小球基底膜抗体						
抗髓过氧化物酶						
抗核抗体组套	751					

ANCA 组套							
细胞角蛋白 CK18-M30	80	酶联免疫法	周四	2小时内送检	血清/黄管	每周三 11 点开始检测, 下午 16:00 取报告; 11 点后的标本要到下一个检测日下午 16:00 取报告(遇节假日顺延)	
细胞角蛋白 CK18-M65	80						
结核感染 T 细胞检测	400	酶联免疫法	周一、周 三、周五检 测		绿管	周一、三、五 9 点开始检测, 下午 16:00 取 报告; 9 点后的标本要到下一个检测日下午 16:00 取报告(遇节假日顺延)	
甲胎蛋白(AFP)	40	化学发光法	周一、三、 五、六		血清/黄 管	请三个工作日至门诊自助取报告机打印报告 (周末、节假日顺延)	
癌胚抗原(血清)	45	化学发光法					
糖类抗原(CA12-5)	65	化学发光法					
糖类抗原(CA15-3)	65	化学发光法					

糖类抗原(CA19-9)	65	化学发光法					
糖类抗原(CA72-4)	65	化学发光法					
神经元特异性烯醇化酶(NSE)	65	化学发光法					
细胞角蛋白 19 片段	65	化学发光法					
血清胃泌素释放肽前体(ProGRP)	115	化学发光法	周一、三、五、六	2小时内送检	血清/黄管	请三个工作日至门诊自助取报告机打印报告 (周末、节假日顺延)	
鳞状细胞癌相关抗原(SCC)	65	化学发光法					
总前列腺特异性抗原(TPSA)	65	化学发光法					

游离前列腺特异性抗原 (FPSA)	65	化学发光法					
人附睾蛋白 4	125	化学发光法					
糖类抗原 242 (CA242)	35	化学发光法					
糖类抗原 50 (CA50)	65	化学发光法					
体检肿瘤标志物十项 (男)	605	化学发光法					
甲胎蛋白(AFP)	40						
癌胚抗原(CEA)	45						
糖类抗原(CA12-5)	65						
糖类抗原(CA15-3)	65						
糖类抗原(CA19-9)	65						
糖类抗原(CA72-4)	65						

神经元特异性烯醇化酶 (NSE)	65						
细胞角蛋白 19 片段 (Cyfra21-1)	65						
总前列腺特异性抗原 (TPSA)	65						
游离前列腺特异性抗原 (FPSA)	65						
体检肿瘤标志物八项 (女)	475	化学发光法	周一、三、 五、六	2小时内送检	血清/黄 管	请三个工作日至门诊自助取报告机打印报告 (周末、节假日顺延)	
甲胎蛋白(AFP)	40						
癌胚抗原(CEA)	45						
糖类抗原(CA12-5)	65						
糖类抗原(CA15-3)	65						
糖类抗原(CA19-9)	65						
糖类抗原(CA72-4)	65						

神经元特异性烯醇化酶 (NSE)	65						
细胞角蛋白 19 片段 (Cyfra21-1)	65						
体检肿瘤标志物九项 (男)	540	化学发光法	周一、三、 五、六	2小时内送检	血清/黄 管	请三个工作日至门诊自助取报告机打印报告 (周末、节假日顺延)	
甲胎蛋白(AFP)	40						
癌胚抗原(CEA)	45						
糖类抗原(CA15-3)	65						
糖类抗原(CA19-9)	65						
糖类抗原(CA72-4)	65						
神经元特异性烯醇化酶 (NSE)	65						
细胞角蛋白 19 片段 (Cyfra21-1)	65						
总前列腺特异性抗原	65						

(TPSA)							
游离前列腺特异性抗原 (FPSA)	65						
体检肿瘤标志物七项 (男)	410	化学发光法	周一、三、 五、六	2小时内送检	血清/黄 管	请三个工作日到门诊自助取报告机打印报告 (周末、节假日顺延)	
甲胎蛋白(AFP)	40						
癌胚抗原(CEA)	45						
糖类抗原(CA19-9)	65						
细胞角蛋白 19 片段 (Cyfra21-1)	65						
神经元特异性烯醇化酶 (NSE)	65						
总前列腺特异性抗原 (TPSA)	65						
游离前列腺特异性抗原 (FPSA)	65						

体检肿瘤标志物三项	150	化学发光法	周一、三、 五、六	2小时内送检	血清/黄 管	请三个工作日至门诊自助取报告机打印报告 (周末、节假日顺延)	
甲胎蛋白(AFP)	40						
癌胚抗原(CEA)	45						
糖类抗原(CA19-9)	65						
体检肿瘤标志物三项 (男)	150	化学发光法	周一、三、 五、六	2小时内送检	血清/黄 管	请三个工作日至门诊自助取报告机打印报告 (周末、节假日顺延)	
甲胎蛋白(AFP)	40						
癌胚抗原(CEA)	45						
总前列腺特异性抗原 (TPSA)	65						
体检肿瘤标志物四项 (男)	215	化学发光法	周一、三、 五、六	2小时内送检	血清/黄 管	请三个工作日至门诊自助取报告机打印报告 (周末、节假日顺延)	
甲胎蛋白(AFP)	40						
癌胚抗原(CEA)	45						
糖类抗原(CA19-9)	65						
总前列腺特异性抗原 (TPSA)	65						

体检肿瘤标志物五项 (男)	280	化学发光法	周一、三、 五、六	2小时内送检	血清/黄 管	请三个工作日至门诊自助取报告机打印报告 (周末、节假日顺延)	
甲胎蛋白(AFP)	40						
癌胚抗原(CEA)	45						
糖类抗原(CA19-9)	65						
总前列腺特异性抗原 (TPSA)	65						
游离前列腺特异性抗原 (FPSA)	65						
体检肿瘤标志物五项 (女)	280	化学发光法	周一、三、 五、六	2小时内送检	血清/黄 管	请三个工作日至门诊自助取报告机打印报告 (周末、节假日顺延)	
甲胎蛋白(AFP)	40						
癌胚抗原(CEA)	45						
糖类抗原(CA12-5)	65						
糖类抗原(CA15-3)	65						
糖类抗原(CA19-9)	65						
体检前列腺肿瘤标志物全	130	化学发光法	周一、三、	2小时内送检	血清/黄	请三个工作日至门诊自助取报告机打印报告	

套			五、六		管	(周末、节假日顺延)	
总前列腺特异性抗原 (TPSA)	65						
游离前列腺特异性抗原 (FPSA)	65						
体检肿瘤标志物二项	85	化学发光法	周一、三、 五、六	2小时内送检	血清/黄 管	请三个工作日至门诊自助取报告机打印报告 (周末、节假日顺延)	
甲胎蛋白(AFP)	40						
癌胚抗原(CEA)	45						
男性肿瘤全套(男)(体 检专用)	785	化学发光法	周一、三、 五、六	2小时内送检	血清/黄 管	请三个工作日至门诊自助取报告机打印报告 (周末、节假日顺延)	
甲胎蛋白	40	化学发光法	周一、三、 五、六	2小时内送检	血清/黄 管	请三个工作日至门诊自助取报告机打印报告 (周末、节假日顺延)	
癌胚抗原	45						
糖类抗原 125	65						
糖类抗原 15-3	65						
糖类抗原 19-9	65						

糖类抗原 72-4	65						
细胞角蛋白 19 片段	65						
神经元糖蛋白	65						
胃泌素释放肽前体	115						
鳞状上皮细胞癌抗原	65						
游离前列腺特异抗原	65						
总前列腺特异抗原	65						
FPSA/TPSA	0						
女性肿瘤全套 (女) (体检专用)	655	化学发光法	周一、三、 五、六	2小时内送检	血清/黄 管	请三个工作日至门诊自助取报告机打印报告 (周末、节假日顺延)	
甲胎蛋白	40						
癌胚抗原	45						
糖类抗原 125	65	化学发光法	周一、三、 五、六	2小时内送检	血清/黄 管	1 请三个工作日至门诊自助取报告机打印报告 (周末、节假日顺延)	
糖类抗原 15-3	65						
糖类抗原 19-9	65						

糖类抗原 72-4	65						
细胞角蛋白 19 片段	65						
神经元糖蛋白	65						
胃泌素释放肽前体	115						
鳞状上皮细胞癌抗原	65						
肿瘤标志物二项	85	化学发光法	周一、三、 五、六	2小时内送检	血清/黄 管	请三个工作日至门诊自助取报告机打印报告 (周末、节假日顺延)	
甲胎蛋白(AFP)	40	化学发光法	周一、三、 五、六	2小时内送检	血清/黄 管	请三个工作日至门诊自助取报告机打印报告 (周末、节假日顺延)	
癌胚抗原(CEA)	45						
肿瘤标志物	85	化学发光法	周一、三、 五、六	2小时内送检	血清/黄 管	请三个工作日至门诊自助取报告机打印报告 (周末、节假日顺延)	
甲胎蛋白(AFP)	40	化学发光法	周一、三、 五、六	2小时内送检	血清/黄 管	请三个工作日至门诊自助取报告机打印报告 (周末、节假日顺延)	

细胞质胸苷激酶测定	145	免疫法	周一、周三、周五检测	2小时内送检	血清/黄管	每周三 11 点开始检测, 下午 16:00 取报告; 11 点后的标本要到下一个检测日下午 16:00 取报告(遇节假日顺延)	
分子专业组 (电话 87115778, 短号 20313)							
乙肝 DNA 定量检测 (HBV-DNA)	150	PCR	周二、周四 09:00 前 送检, 16:00 出 报告	2小时内送检	血清/黄管	每周二、四 9 点开始检测, 下午 16:00 取报告; 9 点后的标本要到下一个检测日下午 16:00 取报告(遇节假日顺延)	
人乳头瘤病毒 24 分型 (HPV24 分型)	300	PCR	周一至周 五、周日	2小时内送检	专用保存液	三个工作日取报告	
人乳头瘤病毒核酸分型检测组套	300	PCR	周一至周 五、周日	2小时内送检	专用保存液	三个工作日取报告	
新型布尼亚病毒核酸检测	150	PCR	14: 00 前 送检, 当天	1小时内送检	血清/黄管	14: 00 前送检, 当天出报告; 14: 00 后送检, 第二天出报告;	

			出报告; 14: 00后 送检, 第二 天出报告				
登革病毒核酸检测	50	PCR	14: 00前 送检, 当天 出报告; 14: 00后 送检, 第二 天出报告	1小时内送检	血清/黄 管	14: 00前送检, 当天出报告; 14: 00后送 检, 第二天出报告;	
生殖道病原体三联检测	150	PCR	每周一、 三、五 08:00前 送检, 16:00出	2小时内送检	分泌物	三个工作日取报告	

			报告				
诺如病毒核酸检测	50	PCR	每周一、 三、五 08:00 前 送检, 16:00 出 报告	2小时内送检	粪便	三个工作日取报告	
肺炎支原体及肺炎衣原体 核酸联合检测	100	PCR	每周一、 三、五 08:00 前 送检, 16:00 出 报告	2小时内送检	鼻、口咽 拭子	三个工作日取报告	
呼吸道合胞病毒 A、B 分	100	PCR	每周一、	2小时内送检	鼻、口咽	三个工作日取报告	

型核酸检测			三、五 08:00 前 送检, 16:00 出 报告		拭子		
呼吸道病原体五项核酸检测	250	PCR	每周一、 三、五 08:00 前 送检, 16:00 出 报告	2小时内送检	鼻、口咽 拭子	三个工作日取报告	
EB 病毒核酸检测	150	PCR	每周一、 三、五 08:00 前 送检,	2小时内送检	全血/紫 管/2ml	三个工作日出报告	

			16:00 出 报告				
丙型肝炎病毒 (HCV) 核 酸定量检测	150	PCR	每周一、 三、五 08:00 前 送检, 16:00 出 报告	2小时内送检	血清/黄 管	三个工作日出报告	
巨细胞病毒核酸定量	150	PCR	每周一、 三、五 08:00 前 送检, 16:00 出 报告	2小时内送检	血清/尿 液	三个工作日出报告	

单纯疱疹病毒 I 型核酸定量	150	PCR	每周一、 三、五 08:00 前 送检, 16:00 出 报告	2 小时内送检	分泌物	三个工作日取报告	
单纯疱疹病毒 II 型核酸定量	150	PCR	每周一、 三、五 08:00 前 送检, 16:00 出 报告	2 小时内送检	分泌物	三个工作日取报告	
百日咳杆菌核酸检测	50	PCR	每周一、 三、五 08:00 前	2 小时内送检	鼻、口咽 拭子	三个工作日出报告	

			送检, 16:00 出 报告				
A 组链球菌 (GAS) 核酸 检测	50	PCR	每周一、 三、五 08:00 前 送检, 16:00 出 报告	2 小时内送检	鼻、口咽 拭子	三个工作日出报告	
B 组链球菌 (GBS) 核酸 检测	50	PCR	每周一、 三、五 08:00 前 送检, 16:00 出 报告	2 小时内送检	分泌物	三个工作日出报告	

嗜肺军团菌核酸检测	50	PCR	每周一、 三、五 08:00 前 送检, 16:00 出 报告	2小时内送检	痰	三个工作日出报告	
腺病毒核酸检测	50	PCR	每周一、 三、五 08:00 前 送检, 16:00 出 报告	2小时内送检	鼻、口咽 拭子	三个工作日出报告	
氯吡格雷药物代谢基因 (CYP2C19) 多态性检测	360	PCR	周二、周四 09:00 前 送检,	2小时内送检	专用拭子	每周二、四9 点开始检测, 下午 16:00 取报 告; 9 点后的标本要到下一个检测日下午 16:00 取报告(遇节假日顺延)	

			16:00 出 报告				
生化专业组 (电话 87115698, 短号 20308)							
25-羟基维生素 D2 和 D3	130	质谱法	周二、五	2小时内送检	血清/黄 管	请五个工作日至门诊自助报告打印机取报告 (周末、节假日顺延)	
糖化血红蛋白	30	高效液相色谱法	周一至周 六	2小时内送检	紫管/2ml	周一至周六: 9:00 前采血, 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 其余时间采血, 第二天 11:30 取报告; 遇周日顺延	
肝素结合蛋白	190	化学发光法	周一至周 日	2小时内送检	蓝管	周一至周五 09:30 前采血, 16:30 取报告; 09:30 后采血, 次日 16:30 取报告	
涎液化糖链抗原 KL-6 检测	170	化学发光法	周五	2小时内送检	血清/黄 管	请周五下午 16:30 后自助打印机取报告。	

肿瘤异常蛋白(TAP)检测	295	凝集法	周一至周五	2小时内送检	紫管/2ml	请两个工作日到自助打印机取报告(周末、节假日顺延)
T淋巴细胞亚群绝对计数组套	135	流式	周一至周五	2小时内送检	紫管/2ml	请三个工作日到门诊自助取报告机打印报告(周末、节假日顺延)
淋巴细胞亚群分析(CD3、CD4、CD8、CD4/CD8、CD19、CD16+CD56)	270	流式	周一至周五	2小时内送检	紫管/2ml	请三个工作日到门诊自助取报告机打印报告(周末、节假日顺延)
12项细胞因子	885	流式	周二、五	2小时内送检	血清/黄管	请五个工作日到自助打印机取报告(周末、节假日顺延)
胰腺肿瘤4项(AFP、CEA、CA125、CA19-9)	170	电化学发光法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	11:00前采血,当天15:00取报告;15:00前采血,16:30取报告;15:00后采血,第二天15:00取报告
甲胎蛋白						
癌胚抗原						
糖类抗原125						

糖类抗原 19-9							
消化道肿瘤 4 项 (AFP、CEA、CA19-9、CA72-4)	170	电化学发光法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告	
甲胎蛋白							
癌胚抗原							
糖类抗原 19-9							
糖类抗原 72-4							
肿瘤 3 项 (AFP、CEA、CA19-9)	120	电化学发光法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告	
甲胎蛋白							
癌胚抗原							
糖类抗原 19-9							

肺癌肿瘤 6 项 (CEA、CA125、CYFRA21-1、NSE、ProGRP、SCC)	285	电化学发光法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告	
癌胚抗原							
糖类抗原 125							
细胞角蛋白 19 片段							
神经元特异性烯醇化物							
胃泌素释放肽前体							
鳞状上皮细胞癌抗原							
妇科肿瘤 3 项 (CEA、CA125、CA15-3)	135	电化学发光法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告	
癌胚抗原							
糖类抗原 125							
糖类抗原 15-3							

前列腺 2 项(血清)	100	电化学发光 法	周一至周 日	2小时内送检	血清/黄 管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告	
游离前列腺特异抗原							
总前列腺特异抗原							
FPSA/TPSA							
胃癌肿瘤 6 项 (AFP、 CEA、NSE、CA125、 CA19-9、CA72-4)	270	电化学发光 法	周一至周 日	2小时内送检	血清/黄 管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告	
甲胎蛋白							
癌胚抗原							
神经元烯醇化酶							
糖类抗原 125							
糖类抗原 19-9							
糖类抗原 72-4							

胰腺肿瘤 6 项 (AFP、CEA、CA125、CA15-3、CA19-9、CA72-4)	270	电化学发光法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告	
甲胎蛋白							
癌胚抗原							
糖类抗原 125							
糖类抗原 15-3							
糖类抗原 19-9							
糖类抗原 72-4							
肺癌肿瘤 4 项 (CEA、CYFRA21-1、ProGRP、SCC)	185	电化学发光法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告	
癌胚抗原							
细胞角蛋白 19 片段							
胃泌素释放肽前体							

鳞状上皮细胞癌抗原							
妇科肿瘤 5 项 (CEA、CA125、CA15-3、SCC、HE4)	310	电化学发光法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告	
癌胚抗原							
糖类抗原 125							
糖类抗原 15-3							
鳞状上皮细胞癌抗原							
人附睾蛋白 4							
贫血四项(FOL、VB12、FER、TRF)	134		周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告	
叶酸		电化学发光法					
维生素 B12							
铁蛋白							

血清转铁蛋白		免疫比浊法					
性激素全套	365	电化学发光法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告	
雌二醇							
促卵泡刺激素							
促黄体生成素							
孕酮							
泌乳素							
性激素结合球蛋白							
睾酮							
男性激素五项	245	电化学发光法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告	
雌二醇							

促卵泡刺激素							
促黄体生成素							
泌乳素							
睾酮							
体检男性激素五项	245	电化学发光 法	周一至周 日	2小时内送检	血清/黄 管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告	
雌二醇							
促卵泡刺激素							
促黄体生成素							
泌乳素							
睾酮							
皮质激素二项	120	电化学发光 法	周一至周 日	2小时内送检	血清/黄 管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告	

皮质醇							
促肾上腺皮质激素							
甲功 6 项 (TSH、 FT3、 FT4、 T3、 T4、 TG)	255	电化学发光法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告	
促甲状腺激素(血清)							
游离三碘甲状腺原氨酸(血清)							
三碘甲状腺原氨酸(血清)							
游离甲状腺素(FT4)							
血清甲状腺素(T4)							
甲状腺球蛋白							

甲功全套	360	电化学发光 法	周一至周 日	2小时内送检	血清/黄 管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告	
促甲状腺激素(血清)							
游离三碘甲状腺原氨酸(血 清)							
三碘甲状腺原氨酸(血清)							
游离甲状腺素(FT4)							
血清甲状腺素(T4)							
抗甲状腺球蛋白抗体 (TGAb)(血清)							
抗甲状腺过氧化物酶抗体 (血清)							
甲状腺球蛋白							

甲功 5 项 (TSH、 FT3、 FT4、 T3、 T4)	200	电化学发光 法	周一至周 日	2小时内送检	血清/黄 管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告	
促甲状腺激素(血清)							
游离三碘甲状腺原氨酸(血 清)							
三碘甲状腺原氨酸(血清)							
游离甲状腺素(FT4)							
血清甲状腺素(T4)							
甲功游离 3 项 (TSH、 FT3、 FT4)	120	电化学发光 法	周一至周 日	2小时内送检	血清/黄 管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告	
促甲状腺激素(血清)							
游离三碘甲状腺原氨酸(血 清)							

游离甲状腺素(FT4)							
甲功三项(产科)	150	电化学发光法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告	
促甲状腺激素(血清)							
游离甲状腺素(FT4)							
抗甲状腺过氧化物酶抗体(血清)							
甲功抗体 2 项(TPOAb、TGAb)	105	电化学发光法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告	
抗甲状腺球蛋白抗体(TGAb)(血清)							
抗甲状腺过氧化物酶抗体(血清)							

血清药物浓度(他克莫司)	260	电化学发光法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告
甲胎蛋白(AFP)	35	电化学发光法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告
癌胚抗原(血清)	35	电化学发光法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告
糖类抗原(CA12-5)	50	电化学发光法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	
糖类抗原(CA15-3)	50	电化学发光法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	

糖类抗原(CA19-9)	50	电化学发光法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	
糖类抗原(CA72-4)	50	电化学发光法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	
神经元特异性烯醇化酶(NSE)	50	电化学发光法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	
细胞角蛋白 19 片段	50	电化学发光法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天
血清胃泌素释放肽前体(ProGRP)	50	电化学发光法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	15:00 取报告

鳞状细胞癌相关抗原 (SCC)	50	电化学发光 法	周一至周 日	2小时内送检	血清/黄 管	
总前列腺特异性抗原 (TPSA)	50	电化学发光 法	周一至周 日	2小时内送检	血清/黄 管	
游离前列腺特异性抗原 (FPSA)	50	电化学发光 法	周一至周 日	2小时内送检	血清/黄 管	
人附睾蛋白4	125	电化学发光 法	周一至周 日	2小时内送检	血清/黄 管	
甲胎蛋白(胸腹水)	35	电化学发光 法	周一至周 日	2小时内送检	血清/黄 管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告

癌胚抗原(胸腹水)	35	电化学发光法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告
叶酸	40	电化学发光法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告
维生素 B12	40	电化学发光法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告
铁蛋白	34	电化学发光法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告
血清转铁蛋白	20	免疫比浊法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告

血清胰岛素	40	电化学发光 法	周一至周 日	2小时内送检	血清/黄 管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告	
胰岛素(空腹)	40	电化学发光 法	周一至周 日	2小时内送检	血清/黄 管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告	
胰岛素(60 分钟)	40	电化学发光 法	周一至周 日	2小时内送检	血清/黄 管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告	
胰岛素(30 分钟)	40	电化学发光 法	周一至周 日	2小时内送检	血清/黄 管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告	
胰岛素(180 分钟)	40	电化学发光 法	周一至周 日	2小时内送检	血清/黄 管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告	

胰岛素(120分钟)	40	电化学发光法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告
C肽	60	电化学发光法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告
C肽(空腹)	60	电化学发光法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告
C肽(60分钟)	60	电化学发光法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告
C肽(30分钟)	60	电化学发光法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告

C 肽(180 分钟)	60	电化学发光 法	周一至周 日	2 小时内送检	血清/黄 管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告
C 肽(120 分钟)	60	电化学发光 法	周一至周 日	2 小时内送检	血清/黄 管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告
雌二醇	60	电化学发光 法	周一至周 日	2 小时内送检	血清/黄 管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告
促卵泡刺激素	40	电化学发光 法	周一至周 日	2 小时内送检	血清/黄 管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告
促黄体生成素	40	电化学发光 法	周一至周 日	2 小时内送检	血清/黄 管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告

孕酮	60	电化学发光法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告
泌乳素	45	电化学发光法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告
性激素结合球蛋白	60	电化学发光法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告
睾酮	60	电化学发光法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告
人绒毛膜促性腺激素	40	电化学发光法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告

甲状旁腺激素	40	电化学发光法	周一、三、五	2小时内送检	血清/黄管	检测当天 11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告, 其余时间采血, 结果 顺延
抗缪勒氏管激素定量 (AMH)	160	电化学发光法	周一、三、五	2小时内送检	血清/黄管	检测当天 11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告, 其余时间采血, 结果 顺延
皮质醇(CORT)	60	电化学发光法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告
皮质醇(CORT)(0:00)	60	电化学发光法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告

皮质醇(CORT)(8:00)	60	电化学发光 法	周一至周 日	2小时内送检	血清/黄 管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告
皮质醇(CORT)(16:00)	60	电化学发光 法	周一至周 日	2小时内送检	血清/黄 管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告
促肾上腺皮质激素	60	电化学发光 法	周一至周 日	2小时内送检	血清/黄 管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告
促肾上腺皮质激素 (ACTH)(8:00)	60	电化学发光 法	周一至周 日	2小时内送检	血清/黄 管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告
促肾上腺皮质激素 (ACTH)(16:00)	60	电化学发光 法	周一至周 日	2小时内送检	血清/黄 管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告

促肾上腺皮质激素 (ACTH)(0:00)	60	电化学发光 法	周一至周 日	2小时内送检	血清/黄 管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告
促甲状腺激素(血清)	40	电化学发光 法	周一至周 日	2小时内送检	血清/黄 管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告
游离三碘甲状腺原氨酸(血 清)	40	电化学发光 法	周一至周 日	2小时内送检	血清/黄 管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告
三碘甲状腺原氨酸(血清)	40	电化学发光 法	周一至周 日	2小时内送检	血清/黄 管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告
游离甲状腺素(FT4)	40	电化学发光 法	周一至周 日	2小时内送检	血清/黄 管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告

血清甲状腺素(T4)	40	电化学发光法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告
抗甲状腺球蛋白抗体(TGAb)(血清)	35	电化学发光法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告
抗甲状腺过氧化物酶抗体(血清)	70	电化学发光法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告
甲状腺球蛋白	55	电化学发光法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告
体检甲功五项	200	化学发光法	周一、三、五、六	2小时内送检	血清/黄管	请三个工作日至门诊自助取报告机打印报告 (周末、节假日顺延)

促甲状腺激素(血清)		电化学发光 法	周一、三、 五、六	2小时内送检	血清/黄 管	请三个工作日至门诊自助取报告机打印报告 (周末、节假日顺延)	
游离三碘甲状腺原氨酸(血清)		电化学发光 法	周一、三、 五、六	2小时内送检	血清/黄 管	请三个工作日至门诊自助取报告机打印报告 (周末、节假日顺延)	
三碘甲状腺原氨酸(血清)		电化学发光 法	周一、三、 五、六	2小时内送检	血清/黄 管	请三个工作日至门诊自助取报告机打印报告 (周末、节假日顺延)	
游离甲状腺素(FT4)		电化学发光 法	周一、三、 五、六	2小时内送检	血清/黄 管	请三个工作日至门诊自助取报告机打印报告 (周末、节假日顺延)	
血清甲状腺素(T4)		电化学发光 法	周一、三、 五、六	2小时内送检	血清/黄 管	请三个工作日至门诊自助取报告机打印报告 (周末、节假日顺延)	
体检甲功七项	305	电化学发光 法	周一、三、 五、六	2小时内送检	血清/黄 管	请三个工作日至门诊自助取报告机打印报告 (周末、节假日顺延)	
促甲状腺激素(血清)		电化学发光 法	周一、三、 五、六	2小时内送检	血清/黄 管	请三个工作日至门诊自助取报告机打印报告 (周末、节假日顺延)	

游离三碘甲状腺原氨酸(血清)		电化学发光法	周一、三、五、六	2小时内送检	血清/黄管	请三个工作日至门诊自助取报告机打印报告 (周末、节假日顺延)	
三碘甲状腺原氨酸(血清)		电化学发光法	周一、三、五、六	2小时内送检	血清/黄管	请三个工作日至门诊自助取报告机打印报告 (周末、节假日顺延)	
游离甲状腺素(FT4)		电化学发光法	周一、三、五、六	2小时内送检	血清/黄管	请三个工作日至门诊自助取报告机打印报告 (周末、节假日顺延)	
血清甲状腺素(T4)		电化学发光法	周一、三、五、六	2小时内送检	血清/黄管	请三个工作日至门诊自助取报告机打印报告 (周末、节假日顺延)	
抗甲状腺球蛋白抗体(TGAb)(血清)		电化学发光法	周一、三、五、六	2小时内送检	血清/黄管	请三个工作日至门诊自助取报告机打印报告 (周末、节假日顺延)	
抗甲状腺过氧化物酶抗体(血清)		电化学发光法	周一、三、五、六	2小时内送检	血清/黄管	请三个工作日至门诊自助取报告机打印报告 (周末、节假日顺延)	
促甲状腺激素(血清)		化学发光法	周一、三、五、六	2小时内送检	血清/黄管	请三个工作日至门诊自助取报告机打印报告 (周末、节假日顺延)	

游离三碘甲状腺原氨酸(血清)		化学发光法	周一、三、五、六	2小时内送检	血清/黄管	请三个工作日至门诊自助取报告机打印报告 (周末、节假日顺延)
三碘甲状腺原氨酸(血清)		化学发光法	周一、三、五、六	2小时内送检	血清/黄管	请三个工作日至门诊自助取报告机打印报告 (周末、节假日顺延)
游离甲状腺素(FT4)		化学发光法	周一、三、五、六	2小时内送检	血清/黄管	请三个工作日至门诊自助取报告机打印报告 (周末、节假日顺延)
血清甲状腺素(T4)		化学发光法	周一、三、五、六	2小时内送检	血清/黄管	请三个工作日至门诊自助取报告机打印报告 (周末、节假日顺延)
抗甲状腺球蛋白抗体(TGAb)(血清)		电化学发光法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告
抗甲状腺过氧化物酶抗体(血清)		电化学发光法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告

甲状腺球蛋白		电化学发光法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	11:00 前采血, 当天 15:00 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 15:00 取报告	
甲功四项	210	化学发光法	周一、三、五、六	2小时内送检	血清/黄管	请三个工作日到门诊自助取报告机打印报告 (周末、节假日顺延)	
促甲状腺激素(血清)		化学发光法	周一、三、五、六	2小时内送检	血清/黄管	请三个工作日到门诊自助取报告机打印报告 (周末、节假日顺延)	
游离甲状腺素(FT4)		化学发光法	周一、三、五、六	2小时内送检	血清/黄管	请三个工作日到门诊自助取报告机打印报告 (周末、节假日顺延)	
游离三碘甲状腺原氨酸(血清)		化学发光法	周一、三、五、六	2小时内送检	血清/黄管	请三个工作日到门诊自助取报告机打印报告 (周末、节假日顺延)	
抗甲状腺过氧化物酶抗体(血清)		化学发光法	周一、三、五、六	2小时内送检	血清/黄管	请三个工作日到门诊自助取报告机打印报告 (周末、节假日顺延)	

尿微量白蛋白/肌酐	24		周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
微量白蛋白测定 (晨尿)	20	比浊法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
肌酐测定(晨尿)	4	酶法				
24 小时尿蛋白定量	6		周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
尿蛋白定量	6	比浊法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
尿总蛋白 24h	/	计算法				
24 小时尿量	/	称量法				
脑脊液生化	12		周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告

氯测定(脑脊液)		离子选择电 极法	周一至周 日	2小时内送检	血清/黄 管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
葡萄糖测定(脑脊液)		己糖激酶法				
总蛋白测定		比色法				
胸腹水生化	39		周一至周 日	2小时内送检	血清/黄 管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
钾测定(胸腹水)		离子选择电 极法	周一至周 日	2小时内送检	血清/黄 管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
钠测定(胸腹水)		离子选择电 极法				
氯测定(胸腹水)		离子选择电 极法				
葡萄糖测定		己糖激酶法				
乳酸脱氢酶测定(胸腹水)		比色法				

总蛋白测定		比浊法				
腺苷脱氢酶测定(胸腹水)		酶法				
透后三项	11		周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
尿素测定(血清)		比色法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
尿酸测定(血清)		比色法				
肌酐测定(血清)		比色法				
透析前生化组套	73		周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
钾测定(血清)		离子选择电极法		2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
钠测定(血清)		离子选择电极法				

钙测定(血清)		比色法	周一至周日			
无机磷测定(血清)		终点法				
血清碳酸氢盐(HCO ₃)		比色法				
尿素测定(血清)		比色法				
尿酸测定(血清)		比色法				
肌酐测定(血清)		比色法				
β ₂ 微球蛋白测定(血清)		比色法				
天门冬氨酸氨基转移酶测定(血清)		比色法				
丙氨酸氨基转移酶测定(血清)		比色法				
ALT/AST		计算法				
血清总胆红素测定(血清)		重氮法				
血清白蛋白测定(血清)		溴甲酚绿法				
血清总胆固醇测定(血清)		胆固醇氧化				

		酶法					
血清甘油三酯测定(血清)		GPO-POD 法					
透析后生化组套	8		周一至周 日	2小时内送检	血清/黄 管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告	
尿素测定(血清)		比色法	周一至周	2小时内送检	血清/黄 管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告	
肌酐测定(血清)		比色法	日				
透析液电解质测定	16		周一至周 日	2小时内送检	血清/黄 管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告	
钾测定(血清)		离子选择电 极法	周一至周	2小时内送检	血清/黄 管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告	
钠测定(血清)		离子选择电	日				

		极法					
氯测定(血清)		离子选择电 极法					
钙测定(血清)		比色法					
电解质三项	12		周一至周 日	2小时内送检	血清/黄 管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告	
钾测定(血清)		离子选择电 极法	周一至周 日	2小时内送检	血清/黄 管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告	
钠测定(血清)		离子选择电 极法					
氯测定(血清)		离子选择电 极法					

电解质全套	27		周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告	
钾测定(血清)		离子选择电极法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告	
钠测定(血清)		离子选择电极法					
氯测定(血清)		离子选择电极法					
钙测定(血清)		比色法					
镁测定(血清)		比色法					
无机磷测定(血清)		终点法					
血清碳酸氢盐(HCO ₃)		比色法					

铁代谢	15		周一、三、 五	2小时内送检	血清/黄 管	检测当天 9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告; 其余时间采血, 结果 顺延
不饱和铁结合力		比色法	周一、三、 五	2小时内送检	血清/黄 管	检测当天 9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告; 其余时间采血, 结果 顺延
血清铁		比色法				
总铁结合力		计算法				
风湿三项	90		周一至周 日	2小时内送检	血清/黄 管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
类风湿因子测定(血 清)(RF)		比浊法	周一至周 日	2小时内送检	血清/黄 管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
超敏 C 反应蛋白测定(血 清)		比浊法				

抗链球菌溶血素O测定 (血清)(ASO)		比浊法					
免疫五项	100		周一至周 日	2小时内送检	血清/黄 管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告	
补体 C4 测定(血清)		比浊法	周一至周 日	2小时内送检	血清/黄 管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告	
补体 C3 测定(血清)		比浊法					
免疫球蛋白 IgA 定量测定		比浊法					
免疫球蛋白 IgG 定量测定		比浊法					
免疫球蛋白 IgM 定量测定		比浊法					
心肌酶谱 4 项	20		周一至周 日	2小时内送检	血清/黄 管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告	
天门冬氨酸氨基转移酶测 定(血清)		比色法	周一至周 日	2小时内送检	血清/黄 管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天	

乳酸脱氢酶测定(血清)		比色法				11:30 取报告	
肌酸激酶测定		比色法					
血清肌酸激酶 - MB 同工酶活性测定		比色法					
血脂 4 项	25		周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告	
血清总胆固醇测定(血清)		胆固醇氧化酶法					
血清甘油三酯测定(血清)		GPO-POD 法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告	
血清高密度脂蛋白胆固醇测定(血清)		选择性抑制法	日				
血清低密度脂蛋白胆固醇测定(血清)		可溶性反应法					

动脉粥样硬化指数		计算法					
载脂蛋白 3 项[ApoA、ApoB、LP(a)]	75		周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告	
血清载脂蛋白 A I 测定(血清)		比浊法					
血清载脂蛋白 B 测定(血清)		比浊法					
血清载脂蛋白 α 测定(血清)		比浊法					
肝功能 8 项	36		周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告	
天门冬氨酸氨基转移酶测定(血清)		比色法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告	
丙氨酸氨基转移酶测定		比色法	日				

(血清)						
碱性磷酸酶测定(血清)		比色法				
ALT/AST		计算法				
γ-谷氨酰基转移酶测定(血清)		比色法				
血清总胆红素测定(血清)		重氮法				
直接胆红素测定(血清)		重氮法				
间接胆红素测定 (血清)		计算法				
血清总蛋白测定(血清)		双缩尿法				
血清白蛋白测定(血清)		溴甲酚绿法				
血清球蛋白测定(血清)		计算法				
白球比		计算法				
肝功能 11 项	76		周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告

天门冬氨酸氨基转移酶测定(血清)		比色法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
丙氨酸氨基转移酶测定(血清)		比色法				
ALT/AST		计算法				
碱性磷酸酶测定(血清)		比色法				
γ-谷氨酰基转移酶测定(血清)		比色法				
血清总胆红素测定(血清)		重氮法				
直接胆红素测定(血清)		重氮法				
间接胆红素测定(血清)		计算法				
血清总蛋白测定(血清)		双缩尿法				
血清白蛋白测定(血清)		溴甲酚绿法				
血清球蛋白测定(血清)		计算法				
白球比		计算法				

腺苷脱氨酶测定(血清)		酶法					
血清前白蛋白测定(血清)		比浊法					
总胆汁酸测定(血清)		酶法					
肾功能3项 (UA、BUN、CR)	11		周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告	
尿素测定(血清)		比色法					
尿酸测定(血清)		比色法					
肌酐测定(血清)		比色法					
eGRF		计算法					
肾功能5项 (UA、BUN、CR、Cysc、RBP)	41		周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告	
尿素测定(血清)		比色法					
尿酸测定(血清)		比色法					

肌酐测定(血清)		比色法				
胱抑素测定(血清)		比色法				
视黄醇结合蛋白测定(血清)		比色法				
eGRF		计算法				
产科生化	55		周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
葡萄糖测定(血清)		己糖激酶法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
尿素测定(血清)		比色法				
肌酐测定(血清)		比色法				
天门冬氨酸氨基转移酶测定(血清)		比色法				
丙氨酸氨基转移酶测定(血清)		比色法				

ALT/AST		计算法				
血清总胆红素测定(血清)		重氮法				
直接胆红素测定(血清)		重氮法				
间接胆红素测定 (血清)		计算法				
血清总蛋白测定(血清)		双缩尿法				
血清白蛋白测定(血清)		溴甲酚绿法				
血清球蛋白测定(血清)		计算法				
白球比		计算法				
血清总胆固醇测定(血清)		胆固醇氧化酶法				
血清甘油三酯测定(血清)		GPO-POD法				
生化组套 1	150		周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告

钙测定(血清)		比色法				
无机磷测定(血清)		终点法				
钾测定(血清)		离子选择电极法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
钠测定(血清)		离子选择电极法				
氯测定(血清)		离子选择电极法				
血清碳酸氢盐(HCO ₃)		比色法				
葡萄糖测定(血清)		己糖激酶法				
尿素测定(血清)		比色法				
尿酸测定(血清)		比色法				
肌酐测定(血清)		比色法				
天门冬氨酸氨基转移酶测定(血清)		比色法				

丙氨酸氨基转移酶测定 (血清)		比色法				
ALT/AST		计算法				
碱性磷酸酶测定(血清)		比色法				
γ -谷氨酰基转移酶测定(血清)		比色法				
乳酸脱氢酶测定(血清)		比色法				
α 羟基丁酮脱氢酶测定(血清)		比色法				
肌酸激酶测定		比色法				
血清肌酸激酶 - MB 同工酶活性测定		比色法				
血清总胆红素测定(血清)		重氮法				
直接胆红素测定(血清)		重氮法				
间接胆红素测定 (血清)		计算法				

血清总蛋白测定(血清)		双缩尿法				
血清白蛋白测定(血清)		溴甲酚绿法				
血清球蛋白测定(血清)		计算法				
白球比		计算法				
血清总胆固醇测定(血清)		胆固醇氧化 酶法				
血清甘油三酯测定(血清)		GPO-POD 法				
血清高密度脂蛋白胆固醇 测定(血清)		选择性抑制 法				
血清低密度脂蛋白胆固醇 测定(血清)		可溶性反应 法				
血清载脂蛋白 α 测定(血清)		比虫法				
动脉粥样硬化指数		计算法				

生化组套 2	151		周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告	
葡萄糖测定(血清)		己糖激酶法					
尿素测定(血清)		比色法					
尿酸测定(血清)		比色法					
肌酐测定(血清)		比色法					
视黄醇结合蛋白测定(血清)		比色法					
天门冬氨酸氨基转移酶测定(血清)		比色法					
丙氨酸氨基转移酶测定(血清)		比色法					
ALT/AST		计算法					
碱性磷酸酶测定(血清)		比色法					

γ-谷氨酰基转移酶测定(血清)		比色法				
乳酸脱氢酶测定(血清)		比色法				
α-羟基丁酸脱氢酶测定(血清)		比色法				
肌酸激酶测定		比色法				
血清肌酸激酶 - MB 同工酶活性测定		比色法				
血清总胆红素测定(血清)		重氮法				
直接胆红素测定(血清)		重氮法				
间接胆红素测定 (血清)		计算法				
血清总蛋白测定(血清)		双缩尿法				
血清白蛋白测定(血清)		溴甲酚绿法				
血清球蛋白测定(血清)		计算法				
白球比		计算法				

腺苷脱氢酶测定(血清)		酶法				
血清总胆固醇测定(血清)		胆固醇氧化酶法				
血清甘油三酯测定(血清)		GPO-POD法				
血清高密度脂蛋白胆固醇测定(血清)		选择性抑制法				
血清低密度脂蛋白胆固醇测定(血清)		可溶性反应法				
血清载脂蛋白α测定(血清)		比浊法				
动脉粥样硬化指数		计算法				
体检尿微量白蛋白	20		周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
微量白蛋白测定 (晨尿)	20	比浊法	周一至周	2小时内送检	血清/黄	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前

肌酐测定(晨尿)	4	酶法	日		管	采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
体检电解质五项	20		周一至周 日	2小时内送检	血清/黄 管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
钾测定(血清)		离子选择电 极法	周一至周 日	2小时内送检	血清/黄 管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
钠测定(血清)		离子选择电 极法				
氯测定(血清)		离子选择电 极法				
钙测定(血清)		比色法				
无机磷测定(血清)		终点法				

体检电解质七项	27		周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告	
钾测定(血清)		离子选择电极法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告	
钠测定(血清)		离子选择电极法					
氯测定(血清)		离子选择电极法					
钙测定(血清)		比色法					
镁测定(血清)		比色法					
无机磷测定(血清)		终点法					
血清碳酸氢盐(HCO ₃)		比色法					

体检体液免疫三项	60		周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
免疫球蛋白 IgA 定量测定		比浊法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
免疫球蛋白 IgG 定量测定		比浊法				
免疫球蛋白 IgM 定量测定		比浊法				
体检风湿三项	90		周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
类风湿因子测定(血清)(RF)		比浊法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
超敏 C 反应蛋白测定(血清)		比浊法				
抗链球菌溶血素 O 测定(血清)(ASO)		比浊法				

体检免疫五项	100		周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
补体 C4 测定(血清)		比浊法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
补体 C3 测定(血清)		比浊法				
免疫球蛋白 IgA 定量测定		比浊法				
免疫球蛋白 IgG 定量测定		比浊法				
免疫球蛋白 IgM 定量测定		比浊法				
体检肝功能二项	10		周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
天门冬氨酸氨基转移酶测定(血清)		比色法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
丙氨酸氨基转移酶测定(血清)		比色法				

ALT/AST		计算法				
体检肝功能四项	18		周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
天门冬氨酸氨基转移酶测定(血清)		比色法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
丙氨酸氨基转移酶测定(血清)		比色法				
ALT/AST		计算法				
血清总蛋白测定(血清)		双缩尿法				
血清白蛋白测定(血清)		溴甲酚绿法				
血清球蛋白测定(血清)		计算法				
白球比		计算法				

体检肝功能十二项	36		周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
天门冬氨酸氨基转移酶测定(血清)		比色法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
丙氨酸氨基转移酶测定(血清)		比色法				
ALT/AST		计算法				
碱性磷酸酶测定(血清)		比色法				
γ -谷氨酰基转移酶测定(血清)		比色法				
血清总胆红素测定(血清)		重氮法				
直接胆红素测定(血清)		重氮法				
间接胆红素测定(血清)		计算法				
血清总蛋白测定(血清)		双缩尿法				

血清白蛋白测定(血清)		溴甲酚绿法				
血清球蛋白测定(血清)		计算法				
白球比		计算法				
体检心肌酶谱四项	25		周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
乳酸脱氢酶测定(血清)		比色法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
α 羟丁酸脱氢酶测定(血清)		比色法				
肌酸激酶测定		比色法				
血清肌酸激酶 - MB 同工酶活性测定		比色法				
体检肾功能二项	8		周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告

尿素测定(血清)		比色法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
肌酐测定(血清)		比色法				
体检肾功能三项	11		周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
尿素测定(血清)		比色法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
尿酸测定(血清)		比色法				
肌酐测定(血清)		比色法				
体检肾功能四项	26		周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
尿素测定(血清)		比色法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
尿酸测定(血清)		比色法				
肌酐测定(血清)		比色法				

胱抑素测定(血清)		比色法					
体检肾功能五项	41		周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告	
尿素测定(血清)		比色法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告	
尿酸测定(血清)		比色法					
肌酐测定(血清)		比色法					
β_2 微球蛋白测定(血清)		比色法					
胱抑素测定(血清)		比色法					
体检血脂二项	9		周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告	
血清总胆固醇测定(血清)		胆固醇氧化酶法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告	
血清甘油三酯测定(血清)		GPO-POD					

		法					
体检血脂三项	17		周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告	
血清总胆固醇测定(血清)		胆固醇氧化酶法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告	
血清甘油三酯测定(血清)		GPO-POD法					
血清高密度脂蛋白胆固醇测定(血清)		选择性抑制法					
动脉粥样硬化指数		计算法					
体检血脂四项	25		周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告	
血清总胆固醇测定(血清)		胆固醇氧化	周一至周日	2小时内送检	血清/黄	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前	

		酶法	日		管	采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告	
血清甘油三酯测定(血清)		GPO-POD 法					
血清高密度脂蛋白胆固醇测定(血清)		选择性抑制 法					
血清低密度脂蛋白胆固醇测定(血清)		可溶性反应 法					
动脉粥样硬化指数		计算法					
体检血脂六项	75		周一至周 日	2小时内送检	血清/黄 管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告	
血清总胆固醇测定(血清)		胆固醇氧化 酶法	周一至周 日	2小时内送检	血清/黄 管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告	
血清甘油三酯测定(血清)		GPO-POD 法					

血清高密度脂蛋白胆固醇测定(血清)		选择性抑制法				
血清低密度脂蛋白胆固醇测定(血清)		可溶性反应法				
血清载脂蛋白 A I 测定(血清)		比浊法				
血清载脂蛋白 B 测定(血清)		比浊法				
动脉粥样硬化指数		计算法				
体检血脂七项	100		周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
血清总胆固醇测定(血清)		胆固醇氧化酶法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
血清甘油三酯测定(血清)		GPO-POD				

		法					
血清高密度脂蛋白胆固醇测定(血清)		选择性抑制法					
血清低密度脂蛋白胆固醇测定(血清)		可溶性反应法					
血清载脂蛋白 α_2 测定(血清)		比浊法					
血清载脂蛋白 A I 测定(血清)		比浊法					
血清载脂蛋白 B 测定(血清)		比浊法					
动脉粥样硬化指数		计算法					
钾测定(血清)	4	离子选择电极法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告	

钠测定(血清)	4	离子选择电极法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
氯测定(血清)	4	离子选择电极法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
钾测定(24H 尿)	4	离子选择电极法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
钠测定(24H 尿)	4	离子选择电极法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
氯测定(24H 尿)	4	离子选择电极法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告

钾测定(脑脊液)	4	离子选择电极法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
钾测定(胸腹水)	4	离子选择电极法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
钠测定(脑脊液)	4	离子选择电极法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
钠测定(胸腹水)	4	离子选择电极法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
氯测定(脑脊液)	4	离子选择电极法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告

氯测定(胸腹水)	4	离子选择电极法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
钙测定(24H 尿)	4	比色法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
钙测定(血清)	4	比色法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
镁测定(血清)	3	比色法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
无机磷测定(血清)	4	终点法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告

无机磷测定(24h 尿)	4	终点法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
血清碳酸氢盐(HCO ₃)	4	比色法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
碳酸氢盐测定 (尿)	6	比色法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
天门冬氨酸氨基转移酶测定(血清)	5	比色法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
丙氨酸氨基转移酶测定(血清)	5	比色法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告

ALT/AST	/	计算法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
碱性磷酸酶测定(血清)	5	比色法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
γ -谷氨酰基转移酶测定(血清)	5	比色法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
乳酸脱氢酶测定(血清)	5	比色法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
乳酸脱氢酶测定(胸腹水)	5	比色法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告

体检乳酸脱氢酶	5	比色法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
α 羟基丁酸脱氢酶测定(血清)	10	比色法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
肌酸激酶测定	5	比色法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
血清肌酸激酶 - MB 同工酶活性测定	5	比色法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
血清总胆红素测定(血清)	4	重氮法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告

直接胆红素测定(血清)	4	重氮法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
间接胆红素测定 (血清)		计算法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
血清总蛋白测定(血清)	4	双缩尿法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
总蛋白测定[24h 尿]	6	比浊法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
血清白蛋白测定(血清)	4	溴甲酚绿法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告

血清球蛋白测定(血清)	/	计算法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
白球比	/	计算法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
腺苷脱氢酶测定(血清)	10	酶法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
腺苷脱氢酶测定(胸腹水)	10	酶法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
血清总胆固醇测定(血清)	4	胆固醇氧化酶法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告

血清甘油三酯测定(血清)	5	GPO-POD 法	周一至周 日	2小时内送检	血清/黄 管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
血清高密度脂蛋白胆固醇 测定(血清)	8	选择性抑制 法	周一至周 日	2小时内送检	血清/黄 管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
血清低密度脂蛋白胆固醇 测定(血清)	8	可溶性反应 法	周一至周 日	2小时内送检	血清/黄 管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
血清载脂蛋白 α 测定(血清)	25	比浊法	周一至周 日	2小时内送检	血清/黄 管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
动脉粥样硬化指数	/	计算法	周一至周 日	2小时内送检	血清/黄 管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告

谷胱甘肽还原酶(GR)测定	23	酶法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
血清前白蛋白测定(血清)	22	比浊法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
总胆汁酸测定(血清)	8	酶法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
葡萄糖空腹	4	己糖激酶法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
葡萄糖测定(血清)	4	己糖激酶法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告

葡萄糖测定(30 分钟)	4	己糖激酶去	周一至周 日	2小时内送检	血清/黄 管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
葡萄糖测定(60 分钟)	4	己糖激酶去	周一至周 日	2小时内送检	血清/黄 管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
葡萄糖测定(120 分钟)	4	己糖激酶去	周一至周 日	2小时内送检	血清/黄 管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
葡萄糖测定(180 分钟)	4	己糖激酶去	周一至周 日	2小时内送检	血清/黄 管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
葡萄糖测定(空腹)(体检)	4	己糖激酶去	周一至周 日	2小时内送检	血清/黄 管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告

葡萄糖测定(30分钟)(体检)	4	己糖激酶法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
葡萄糖测定(60分钟)(体检)	4	己糖激酶法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
葡萄糖测定(120分钟)(体检)	4	己糖激酶法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
葡萄糖测定(180分钟)(体检)	4	己糖激酶法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
葡萄糖测定(晨尿)	4	己糖激酶法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告

葡萄糖测定(脑脊液)	4	己糖激酶法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
尿素测定(血清)	4	比色法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
尿酸测定(血清)	3	比色法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
尿酸测定(24h 尿)	2	比色法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
尿酸测定(晨尿)	2	比色法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告

肌酐测定(血清)	4	比色法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
肌酐测定(晨尿)	4	酶法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
肌酐测定(24h 尿)	4	酶法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
体检尿肌酐	4	酶法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
尿素测定(24h 尿)	4	速率法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告

尿素测定(晨尿)	4	速率法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
视黄醇结合蛋白测定(血清)	15	比浊法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
胱抑素测定(血清)	15	比浊法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
β_2 微球蛋白测定(血清)	15	比浊法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
β_2 微球蛋白测定(晨尿)	15	比浊法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告

β2 微球蛋白测定(尿标本)	15	比浊法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
eGRF	/	计算法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
小而密低密度脂蛋白胆固醇 (sdLDL-C)测定	25	酶法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
血清载脂蛋白 A I 测定(血清)	25	比浊法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
血清载脂蛋白 B 测定(血清)	25	比浊法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告

同型半胱氨酸测定(血清)	60	酶法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
微量白蛋白测定(脑脊液)	20	比浊法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
微量白蛋白测定 (晨尿)	20	比浊法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
微量白蛋白测定(24h 尿)	20	比浊法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
体检尿微量白蛋白测定	20	比浊法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告

尿蛋白定量	6	比浊法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
24 小时尿量	/	称量法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
脑脊液总蛋白测定(脑脊液)	10	比浊法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
补体 C4 测定(血清)	20	比浊法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
补体 C3 测定(血清)	20	比浊法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告

免疫球蛋白IgA 定量测定	20	比浊法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
免疫球蛋白IgG 定量测定	20	比浊法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
免疫球蛋白IgM 定量测定	20	比浊法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
类风湿因子测定(血清)(RF)	30	比浊法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
超敏 C 反应蛋白测定(血清)	30	比浊法	周一至周日	2小时内送检	血清/黄管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告

抗链球菌溶血素 O 测定 (血清)(ASO)	30	比浊法	周一至周 日	2小时内送检	血清/黄 管	9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前 采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告
不饱和铁结合力	/	比色法	周一、三、 五	2小时内送检	血清/黄 管	检测当天 9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告; 其余时间采血, 结果 顺延
血清铁	5	比色法	周一、三、 五	2小时内送检	血清/黄 管	检测当天 9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告; 其余时间采血, 结果 顺延
总铁结合力	10	计算法	周一、三、 五	2小时内送检	血清/黄 管	检测当天 9:00 前采血, 当天 11:30 取报告; 15:00 前采血, 16:30 取报告; 15:00 后采血, 第二天 11:30 取报告; 其余时间采血, 结果 顺延

采血专业组 (电话 87115519, 短号 20306)

外送项目详见外送项目手册